

深呼吸するように、心と体に安らぎを

業務用高濃度酸素発生器

O₂Recovery

高耐久タイプ



ヘルスケア / ペット

24

24時間連続運転可※1



アロマ使用可※2



OC-5L

コンパクト・高耐久
1~5L/分



OC-5TS

静音・高耐久
1~5L/分



OC-8TS


高耐久
1~8L/分

3つのこだわり

01 酸素濃度90%±3

酸素は吸入時、外気と混ざって薄まるため、効果を実感するには「高濃度」であることが必要です。

本機は全流量において**酸素濃度90%±3**という高出力を実現。目的とする酸素吸入環境をしっかりサポートします。



02 一定の濃度を保つ「安定出力」

機器の稼働中や流量を変えた際も、酸素濃度がブレることなく常に高濃度をキープ。


長時間の使用や毎日のルーチンでも、変わらないパフォーマンスで確かな安心をお届けします。



03 安心のアフターサポート

PSEマーク適合に加え、国内の製造基準に準拠した厳格な品質管理を行っています。
自社工場での一貫生産と専属エンジニアによる万全のサポート体制で、初めての方でも安心してお使いいただけます。

安全基準の
PSE マーク



[※1] 1日1回程度、数時間の休止時間を設けていただくことを推奨しております。

[※2] アロマは必ず精油（エッセンシャルオイル）をご使用ください。他オイルは加湿ボトル破損の原因となります。

商品仕様

製品仕様形式	OC-5L	OC-5TS	OC-8TS
特徴	コンパクト	静音	高耐久
流量調整範囲	1~5L/分		1~8L/分
出力酸素濃度	90%±3%		
酸素出力圧力 (参考値)	55Kpa±10%	45Kpa±10%	
重量	13.9kg	21.5kg	24kg
消費電力	390W		490W
ノイズ	45dB(A) 以下	36dB(A) 以下	50dB(A) 以下
タイマー機能	○	○	○



✓ 乾燥を防ぐ加湿ボトル付き

加湿ボトルは背面の専用固定位置に設置してください。



※OC-5TS、OC-8TS のサイズは共通となります。

よくある質問

Q 酸素発生器を選ぶポイントは何ですか？

A 酸素濃度 (%) と流量 (L/分) が重要です。吸入時に周囲の空気と混ざり濃度が下がるため、目的に応じて十分な性能を備えた、高濃度かつ高流量な製品を選ぶことが大切になります。

Q 長時間稼働できますか？

A 24 時間連続運転可能です。ただし、より長く安定してお使い頂くために、1 日 1 回程度、数時間の休止時間を設けていただくことを推奨しております。

Q 消耗品はありますか？

A はい、あります。ゼオライトは消耗品です。定期的に交換することでより長く安心してお使い頂けます。

Q 具体的にはどんな性能を確認して購入すればいいですか？

A 高濃度酸素供給が可能な 1~8L/分の製品が理想的です。十分な性能を持つ 1L 製品に加え、より高い摂取量が必要な場合は高流量な製品を選びましょう。

付属品



- ①ヘッドホン式カニューラ 1 個
- ②酸素接続チューブ 1 本
- ③水滴貯留カプセル (長・短チューブ付き) 1 個
- ④加湿ボトル 1 本
- ⑤高性能フィルター (交換用) 1 枚
- ⑥吸気 [OC-5TS/OC-8TS] フィルター (交換用) 1 枚
- 外気 [OC-5L] フィルター (交換用) 1 枚
- OC-5TS・OC-8TS のみ**
- ⑦電源コード 1 本
- OC-5L のみ**
- ⑧交換用ヒューズ (250V5A) 1 個

商品ページ
はこちら



製造販売業者

有限会社エクセルプラン

〒651-1505

兵庫県神戸市北区道場町日下部1716

販売元